

安盛基因科技 樣品收件需知單

送件流程

填寫送件單

完成必填項目，掃描並寄送電子檔至安盛基因信箱 **info@imgenomics.com**，紙本與檢體一併寄回安盛基因

樣品準備

確認檢體符合檢測需求，請參考注意事項與檢體需求表，RNA及細胞樣品送件前請保存於-80°C，全血樣品則保存於4°C

樣品送件

請於送件前一天中午前通知黑貓宅急便配送，樣品及送件單分別以夾鏈袋封裝，RNA及細胞樣品利用乾冰配合冷凍方式寄送，全血樣品則利用冰袋配合冷藏方式寄送

樣品需求表

全血		分選細胞	
靜脈血液	8 ml · 裝於EDTA 採血管	組織/血液之分選細胞	細胞個數 5×10^5 以上
白血球濃厚液	分離自上述全血樣品	RNA	分離自上述細胞樣品 濃度 ≥ 40 ng/ ul 總量 ≥ 1 ug
RNA	分離自上述兩項樣品 濃度 ≥ 75 ng/ ul 總量 ≥ 2 ug		

注意事項

- RNA樣品需溶解於nuclease free 純水，體積>10 ul裝於1.5 ml 離心管
- RNA 濃度測量建議採用螢光法定量，定量結果將以安盛基因為準
- 送件相關注意事項及流程請見**樣品送件單**